

KEYENCE オールインワン蛍光顕微鏡 仕様

A : BZ-X700 B : BZ-9000

対物レンズ

A : BZ-X700

PlanApo 4x	NA 0.20
PlanApo 20x	NA 0.75
PlanApo 40x	NA 0.95
PlanApo 60x(油浸)	NA 1.40
PlanFluor 10x (位相差)	NA 0.30
PlanFluor 20x (位相差)	NA 0.45

B : BZ-9000

PlanApo 2x	NA 0.10
PlanApo 4x	NA 0.20
PlanApo 20x	NA 0.75
PlanApo 40x	NA 0.95
PlanFluor 10x (位相差)	NA 0.30
PlanFluor 20x (位相差)	NA 0.45

蛍光フィルタ波長 (A B 共通)

	励起波長	吸収波長
DAPI	360 / 40	460 / 50
GFP	470 / 40	525 / 50
TRITC	545 / 25	605 / 70
TexasRed	560 / 40	630 / 75
Cy5	620 / 60	700 / 75

注意: Texas Red, Cy5 は装置にセットされていません

別途、取扱説明を受けた方のみ使用可能です

PC

A: Windows7 32bit
B: Windows10 64bit