

FACS Calibur 仕様

<検出器> FACS (A), FACS (B) 共通

検出器	励起波長	検出域
FL1	488nm	515~545nm
FL2	488nm	564~606nm
FL3	488nm	670nm以上
FL4	635nm	653nm~669nm

<ソフトウェア等>

	ソフトウェア	PC
FACS (A)	CellQuest	Mac OS9
FACS (B)	CellQuest Pro	Mac OSX

- * FACS (A) と FACS (B) はソフトが違うので機器設定の互換性はありません
- * FACS (B)には細胞周期解析ソフトの「Modifit Pro」が入っています